

WINKLER

Detergente enzimático Winkler WK-429

El WK-429 es un detergente líquido enzimático altamente eficaz, desarrollado para la limpieza de superficies e instrumental médico.

Categoría	Bioseguridad y esterilización
Presentación	envase
Marca	Winkler
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Su fórmula concentrada penta-enzimática está diseñada para descomponer y eliminar de manera eficiente todo tipo de residuos orgánicos, como grasas, carbohidratos, proteínas y almidones.
- No corrosivo y de baja espuma: Con un pH neutro en solución diluida (entre 6,5 y 8,5), el WK-429 es seguro para el usuario y compatible con una amplia variedad de materiales, incluidos plásticos, caucho, acero, vidrio y metales.
- Uso versátil: Este detergente es ideal para pre-lavado, lavado manual, y uso en lavadoras ultrasónicas.
- También es adecuado para limpiar estructuras, maquinarias, y vehículos de transporte, eliminando eficazmente residuos orgánicos como grasas de origen animal, vegetal o restos de frutas.
- Instrucciones de uso: Preparar una solución de WK-429 con una concentración de 1:125 a 1:100 según la cantidad de suciedad.
- Es importante preparar la solución justo antes de su uso y desechar cualquier sobrante.
- El WK-429 garantiza una limpieza profunda y segura, siendo ideal para entornos que requieren altos estándares de higiene.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.