

LYSANDA

Lysofill cemento endodóntico (kit)

Marca: Lysanda Origen: Brasil Contiene: Material en polvo 12 gr y Botella con líquido 10ml Lysofill es un cemento endodóntico que presenta características esenciales: buena tolerancia de los tejidos apicales, radiopacidad e impermeabilidad.

Categoría	Endodoncia
Presentación	kit
Marca	Lysanda
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Su presentación en polvo garantiza una mezcla homogénea, cremosa y libre de grumos.
- Este producto, compuesto de óxido de zinc y eugenol, actúa como sellador, siendo fácil de manejar gracias a su formulación de grano fino y permitiendo un flujo perfecto.
- Para su uso, seleccione el cono de gutapercha adecuado al caso y vierta 3 gotas de líquido en la placa de mezcla.
- Luego, agregue el polvo al líquido poco a poco hasta obtener una consistencia adecuada.
- Rodee completamente el cono de cemento, introdúzcalo en el canal y llénelo siguiendo las técnicas convencionales de endodoncia.
- Es importante tener en cuenta que Lysofill es soluble en éter, cloroformo y xileno, y el tiempo de fraguado puede ajustarse mediante la adición de uno o más componentes (polvo/líquido).

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.