

MAQUIRA

Abrebocas adulto frontal Maquira

Características y ventajas Indicado para separar la mucosa labial de la mejilla Usado en procedimientos de: Pegamento de brackets Profilaxis Fotografía intraorales Aplicación de flúor Restauraciones adhesivos Esterilización en autoclave 121°C.

Categoría	Instrumental
Presentación	unidad
Marca	Maquira
Uso	Profesional odontológico



RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.