

MARCHÉ

Acrílico autocurado Marché (polvo)

El Acrílico Autocurado 125 g de Marche es un material de uso odontológico formulado para la elaboración y reparación de prótesis dentales .

Categoría	Impresión, prótesis y laboratorio
Presentación	frasco 20 g
Marca	Marché
Uso	Profesional odontológico



OPCIONES DISPONIBLES · COLOR (CÓDIGO)

41 42 43 45 46 47 49 50 58 59

CARACTERÍSTICAS

- Este acrílico se caracteriza por su rápida polimerización a temperatura ambiente , lo que facilita su manejo en clínicas dentales y laboratorios.
- Características Acrílico Autocurado 125 g de Marche : Presentación: Frasco de 125 g, recomendado para múltiples aplicaciones en la fabricación de prótesis parciales, totales y aparatos ortodónticos.
- Transparencia: El acrílico transparente permite obtener un acabado estético de alta calidad, mimetizándose con los tejidos orales .
- Autocurado: polimerización rápida sin necesidad de equipos de curado adicionales, asegurando eficiencia en el tiempo de trabajo.
- Aplicaciones: Indicado para la reparación, rebase y fabricación de prótesis dentales, así como para la confección de bases y retenedores en aparatos ortodónticos.
- Fácil manipulación: Su consistencia permite un manejo sencillo, adaptándose fácilmente a la cavidad oral antes de su polimerización.
- Resistencia y durabilidad: Ofrece una excelente resistencia a la fractura y al desgaste, asegurando la longevidad de las prótesis.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.