

DENTSPLY SIRONA

AH Plus cemento sellador de conductos Dentsply

Cemento AH PLUS Dentsply El Cemento AH Plus Dentsply es un sellador radicular de resina epoxi-amina diseñado para ofrecer un sellado apical efectivo y duradero en tratamientos de endodoncia.

Categoría	Endodoncia
Presentación	kit pasta A + B
Marca	Dentsply Sirona
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Reconocido por su formulación avanzada y rendimiento clínico sobresaliente, este producto es la elección ideal para garantizar el éxito en procedimientos dentales.
- Ventajas Destacadas: Alta tolerancia tisular: AH Plus asegura una excelente biocompatibilidad, con escaso efecto mutagénico y sin actividad genotóxica o carcinogénica.
- Formulación segura: A diferencia de otros productos, este sellador no libera formaldehído, reduciendo riesgos para el paciente.
- Propiedades mejoradas: Su rápida fraguado, alta radioopacidad, fácil remoción y baja solubilidad lo convierten en una herramienta confiable para el sellado radicular.
- Adaptación superior: Ofrece un sellado hermético a nivel apical, reduciendo el riesgo de infiltraciones y mejorando los resultados clínicos a largo plazo.
- Detalles Técnicos: El AH Plus se compone de dos pastas que deben mezclarse en partes iguales: Pasta A: Resina epóxica, tungstato de calcio, óxido de circonio, aerosol y óxido de hierro.
- Pasta B: Amina adamantina, N,N-Dibencil-5-oxa-nonano-diamina-1,9, diamina TCD y aceite de silicona.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.