

MAYON

Aislante yeso-acrílico Acryfoil, 1 litro

El Acryfoil Aislante para Acrílico es un barniz especializado para laboratorios dentales.

Categoría	Impresión, prótesis y laboratorio
Presentación	botella 1 L
Marca	Mayon
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Su formulación crea una barrera eficaz entre el yeso y la resina acrílica, evitando adherencias no deseadas y garantizando una separación limpia.
- Ideal para la fabricación de prótesis dentales removibles y fijas, facilita el desmoldado y mejora la calidad del acabado final.
- Beneficios clave Evita la adhesión del acrílico al yeso: Permite un desmoldado sin residuos ni incrustaciones.
- Asegura una polimerización uniforme: Mejora la calidad de las prótesis dentales.
- Fácil aplicación: Textura fluida que se extiende de manera homogénea sobre la superficie.
- Mayor precisión en el moldeo: Contribuye a la estabilidad dimensional del material acrílico.
- Compatible con diversas resinas acrílicas: Funciona con múltiples marcas y tipos de acrílicos.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.