

MORELLI

Alambre Federhart en rollo Morelli

Rollo de Alambre Federhart Morelli El Rollo de Alambre Federhart Morelli es una herramienta imprescindible en ortodoncia, especialmente diseñado para satisfacer las necesidades de clínicas dentales y laboratorios.

Categoría	Ortodoncia
Presentación	rollo
Marca	Morelli
Uso	Profesional odontológico



OPCIONES DISPONIBLES · CALIBRE

0.4/50 mts.

0.6/22 mts.

0.7/16 mts.

0.8/12mts.

0.9/10 mts.

CARACTERÍSTICAS

- Su calidad y versatilidad lo convierten en una opción confiable para crear aparatos removibles, clips de soporte oclusal y mucho más.
- Características del producto: Material de alta calidad: Fabricado con una aleación de cromo-níquel, este alambre de acero inoxidable es resistente a la corrosión y asegura una durabilidad prolongada.
- Diseño funcional: Su sección transversal redonda permite trabajar con precisión, ofreciendo estabilidad y comodidad en el diseño de aparatos ortodónticos.
- Variedad de diámetros: Está disponible en medidas de 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm y 1.2mm, adaptándose a diferentes tratamientos y necesidades clínicas.
- Presentación práctica: Cada rollo contiene suficiente material para múltiples aplicaciones, optimizando su uso y reduciendo costos.
- Ventajas: Versatilidad en aplicaciones: Ideal para la fabricación de retenedores, dispositivos removibles y otros aparatos de soporte ortopédico inferior.
- Fácil de manejar: Su acabado pulido asegura un manejo seguro y preciso, tanto para el profesional como para el paciente.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.