

MORELLI

Arcos de NiTi redondos Morelli, pack 10

El Pack Arco NiTi Redondo (10 unidades) de Morelli es una opción ideal para tratamientos de ortodoncia, especialmente para aquellos que buscan resultados duraderos y confortables para el paciente.

Categoría	Ortodoncia
Presentación	pack 10 arcos
Marca	Morelli
Uso	Profesional odontológico



OPCIONES DISPONIBLES · CALIBRE

012 014 016 018 020

CARACTERÍSTICAS

- Los arcos están fabricados con material NiTi superelástico, lo que les permite mantener una memoria de forma excepcional.
- Esto significa que, aunque el arco se deforme por el movimiento de los dientes, siempre recuperará su forma original, sin sufrir deformaciones permanentes.
- Ventajas Pack Arco Niti Redondo clave de estos arcos es su capacidad para liberar fuerzas suaves y constantes durante el tratamiento, lo que favorece una alineación más cómoda y efectiva de los dientes.
- Comparado con los arcos tradicionales de acero inoxidable, los arcos NiTi son más flexibles y permiten movimientos dentales más suaves, lo que mejora la experiencia del paciente y reduce el riesgo de molestias.
- Características destacadas: Material superelástico NiTi con memoria de forma.
- Liberación constante de fuerzas suaves para un tratamiento más cómodo.
- No sufre deformación permanente, lo que asegura un rendimiento duradero.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.