

CRANBERRY

Baberos desechables Cranberry, 100 unidades

Babero Desechables Cranberry El Babero Desechables Cranberry está diseñado específicamente para actividades odontológicas, proporcionando una excelente protección durante procedimientos clínicos.

Categoría	Bioseguridad y esterilización
Presentación	paquete 100 unidades
Marca	Cranberry
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Este babero de alta calidad está compuesto por tres capas que garantizan una barrera eficaz contra líquidos y secreciones, asegurando tanto la higiene del paciente como la del entorno clínico.
- Características Babero Desechables Composición de tres capas: Capa externa de polietileno de baja densidad: Impermeable, que evita que líquidos y secreciones lleguen a la ropa o la piel del paciente.
- Dos capas internas de papel hipoalergénico: Protegen al paciente de posibles reacciones alérgicas mientras mantienen la comodidad.
- Tamaño adecuado: Perfectamente diseñado para cubrir el área del pecho y cuello del paciente, asegurando que esté protegido durante todo el procedimiento.
- Color celeste: Su tonalidad facilita la visibilidad, mejorando la eficacia durante su uso en la clínica.
- Paquete de 100 unidades: Ideal para clínicas dentales que requieren material desechable de alta calidad en grandes cantidades.
- Beneficios: Higiene y protección: Ayuda a evitar la contaminación cruzada, manteniendo un ambiente limpio y seguro tanto para el paciente como para el profesional.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.