

GENÉRICO

Bandas de molares con tubo doble

¿Qué son las bandas molares con tubo doble? Las bandas molares con tubo doble MBT 022 son dispositivos ortodóncicos fabricados en acero inoxidable, diseñados para adaptarse anatómicamente a la superficie de molares superiores e inferiores.

Categoría	Ortodoncia
Presentación	según presentación
Marca	Genérico
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Su función principal es servir de anclaje fijo para el arco de ortodoncia y otros elementos auxiliares utilizados durante el tratamiento, como cadenas elásticas, resortes o aparatología extraoral.
- Configuración del tubo doble Esta banda ortodóncica con tubo dual .022 incorpora dos tubos soldados en su cara vestibular: uno principal para la inserción del arco continuo, y un segundo tubo auxiliar que permite la colocación simultánea de dispositivos adicionales, como arcos de utilidad, resortes de Nance o aparatos de expansión.
- Por lo tanto, esta configuración amplía las posibilidades terapéuticas del clínico sin necesidad de cambiar la banda durante el tratamiento.
- Prescripción y compatibilidad Fabricadas bajo la prescripción MBT, con slot de .022 pulgadas, estas bandas son compatibles con brackets y arcos de la misma prescripción, asegurando coherencia biomecánica dentro del sistema de tratamiento.
- Además, su ajuste anatómico preciso facilita la cementación, minimizando espacios que podrían favorecer la acumulación de placa bacteriana bajo la banda.
- Características principales: Material: acero inoxidable Prescripción: MBT, slot .022 Diseño:

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.