

FGM

Blanqueamiento en consulta Whiteness HP 35% FGM

Whiteness HP FGM es un gel blanqueador dental altamente efectivo, diseñado para ofrecer resultados profesionales en el blanqueamiento dental.

Categoría	Prevención e higiene oral
Presentación	kit 3 pacientes
Marca	FGM
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Características clave: Concentración potente: Cada frasco contiene 10 gramos de peróxido de hidrógeno concentrado al 35%, lo que garantiza un blanqueamiento efectivo y seguro.
- Uso personalizado: Su presentación permite utilizarlo de acuerdo a la necesidad de cada caso y paciente, evitando desperdicios y optimizando su rendimiento.
- Control del pH: El cambio de gel mantiene el pH del producto seguro, evitando la desmineralización del esmalte y asegurando un tratamiento dental seguro y efectivo.
- Indicador visual: Su cambio de color durante la acción química proporciona un indicativo visual claro del progreso del blanqueamiento, facilitando el seguimiento del tratamiento.
- Origen de Fabricación: Brasil Whiteness HP FGM es la elección ideal para profesionales dentales que buscan un gel blanqueador de alta calidad y eficacia, con la versatilidad de adaptarse a las necesidades específicas de cada paciente y caso clínico.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.