

GOLDSMITH

Cemento de fosfato de zinc Goldsmith

Kit Cemento Fosfato de Zinc Goldsmith Contiene: Líquido: 15 ml
Polvo: 32 gr Usos: Cementación definitivo de coronas, puentes, pernos, bandas de ortodoncia.

Categoría	Resinas, adhesivos y cementos
Presentación	kit
Marca	Goldsmith
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Es una solución de alta calidad diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de los profesionales de la odontología.
- Este kit es ideal para la cementación de restauraciones dentales, ofreciendo un excelente rendimiento en diversas aplicaciones clínicas.
- Con su formulación de oxifosfato de zinc, el kit proporciona una adhesión sólida y confiable, asegurando resultados duraderos y estables.
- Características Principales: Composición Superior: Elaborado con un oxifosfato de zinc de alta pureza, el cemento garantiza un rendimiento óptimo en la fijación de restauraciones.
- Tiempo de Trabajo Eficiente: Su fórmula de fraguado rápido permite a los odontólogos trabajar de manera eficiente, reduciendo el tiempo en el sillón del paciente.
- Excelente Adhesión: Ideal para la cementación de coronas, puentes y otros dispositivos ortodónticos, brindando una fijación segura.
- Biocompatibilidad: Su composición es segura para los tejidos orales, minimizando el riesgo de reacciones adversas.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.