

HERTZ

Cemento endodóntico Grossman Hertz

Cemento Grossman Hertz El Cemento Grossman Hertz es un tipo de cemento endodóntico utilizado principalmente para la obturación de conductos radiculares, jugando un papel esencial en los tratamientos de conductos (endodoncia).

Categoría	Endodoncia
Presentación	kit
Marca	Hertz
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- A continuación, te proporciono más detalles sobre sus características, composición y ventajas: Cemento Grossman Hertz es un material utilizado en endodoncia como pasta para la cementación de los conos de gutapercha dentro de los conductos radiculares.
- Se mezcla con eugenol para formar una pasta, la cual se utiliza para sellar los conductos radiculares después de la limpieza y desinfección del mismo.
- Características Facilidad de Aplicación: Su textura suave y plástica permite que sea fácilmente manipulable durante su aplicación.
- Plasticidad: El cemento es flexible y permite adaptarse a las irregularidades de los conductos radiculares.
- Adhesividad: Tiene una excelente capacidad de adherirse a los tejidos dentales, lo que contribuye a su efectividad en el sellado del conducto.
- Tiempo de Endurecimiento Controlado: Ofrece un tiempo de fraguado adecuado, lo que le permite al dentista trabajar con tranquilidad sin la preocupación de que el cemento se endurezca demasiado rápido.
- Biocompatibilidad: No causa irritación a los tejidos cercanos al conducto radicular, lo que es un beneficio clave en su uso endodóntico.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.