

FGM

Cemento resinoso dual Allcem FGM

Allcem Core – Cemento de Resina Curado Dual 1 Jeringa 6grs FGM
Allcem Core es un cemento de resina curado dual ideal para la cementación adhesiva de postes intrarradiculares, la construcción de núcleos de llenado (muñón) y la cementación de coronas protésicas.



Categoría	Resinas, adhesivos y cementos
Presentación	jeringa doble
Marca	FGM
Uso	Profesional odontológico

OPCIONES DISPONIBLES · TONO

A1 A2 A3 Opaque pearl TRANS

CARACTERÍSTICAS

- Gracias a su versatilidad y practicidad, este cemento es adecuado para realizar múltiples procedimientos de restauración dental en un solo paso, asegurando un resultado duradero y estéticamente excelente.
- Características: Curado Dual: Curado químico en zonas de difícil acceso a la luz y fotocurado para facilitar la construcción de muñones y cementación en una sola aplicación.
- Versatilidad: Ideal para cementar postes intrarradiculares, construir muñones de dientes vitales o no vitales y cementar restauraciones protésicas (coronas de cerámica, metal, metalocerámica, inlays y onlays).
- Alta Resistencia: Ofrece una elevada resistencia a la flexión y compresión, garantizando una fuerte unión y estabilidad de las restauraciones.
- Indicaciones: Cementación de postes intrarradiculares de fibra de vidrio, carbono, cuarzo y metálicos.
- Construcción de muñones (núcleos de relleno) en dientes vitales o no vitales.
- Cementación de restauraciones protésicas, como coronas (cerámica, metal, metalocerámica) e inlays/onlays.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.

• **Uso exclusivo por profesionales de la salud.**

PROVEDENT · Insumos médicos y dentales · provedent.cl · ventas@provedent.cl

Imagen referencial. Especificaciones sujetas a cambio por el fabricante.