

MICHYDENT

Cera rosada en láminas, caja

Cera rosada en caja de 400 g que equivalen a 28-30 láminas, para uso general.

Categoría	Impresión, prótesis y laboratorio
Presentación	caja
Marca	MichyDent
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- La cera rosada MichyDent es un material ampliamente utilizado en laboratorio dental para el modelado, ajuste y conformación de estructuras protésicas.
- Su consistencia estable facilita el trabajo en procedimientos como el encerado diagnóstico, la elaboración de rodets de oclusión y la definición de contornos anatómicos previos a la confección de prótesis.
- Gracias a su manipulación predecible, la cera rosada permite al técnico realizar adaptaciones precisas y evaluar relaciones funcionales antes de la etapa de polimerización.
- Es un recurso esencial para quienes buscan exactitud en el diseño protésico y en la comunicación clínica-laboratorio.
- Marca: MichyDent Presentación: Caja 400g, equivalente a 28-30 láminas de 8 cm de ancho x 15 cm de largo.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.