

SKYDENT

Cinta de teflón para aislamiento Skydent

La cinta para aislamiento de teflón Skydent es un accesorio indispensable en procedimientos odontológicos que requieren protección precisa de las piezas dentales.

Categoría	Resinas, adhesivos y cementos
Presentación	rollo
Marca	Skydent
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en material inerte , esta cinta ultrafina se adapta fácilmente a la superficie del diente, evitando agresiones indeseadas durante la aplicación de ácidos , adhesivos , resinas y otros reactivos.
- Su excelente elasticidad y capacidad de extensión permiten una cobertura uniforme, garantizando un aislamiento eficaz entre dientes adyacentes.
- Además, es una alternativa segura al algodón para proteger tornillos y chimeneas de implantes, ya que no se deteriora ni libera fibras.
- Con propiedades anticorrosivas y antiadherentes , esta cinta blanca se presenta en un práctico dispensador de 5 metros , con un ancho de 13 mm y espesor de 0,1 mm , facilitando su manipulación y corte en cada uso.
- Marca: Skydent.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.