

MACHTIG

Cinta testigo para autoclave

Comply Cinta de Esterilización para Autoclave (55m) 3M Solventum es una solución fiable para el control de la esterilización en entornos clínicos.

Categoría	Bioseguridad y esterilización
Presentación	rollo
Marca	Machtig
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Esta cinta libre de plomo actúa como un indicador químico externo de clase 1, facilitando la identificación de paquetes procesados en comparación con los no procesados.
- Características de Comply Cinta de Esterilización para Autoclave (55m) 3M Solventum: Control de exposición : Permite distinguir fácilmente los paquetes que han sido sometidos a procesos de esterilización.
- Cinta indicadora para esterilización a vapor , que cambia de color de amarillo a negro cuando se expone a temperaturas de 121°C y 136°C.
- Proporciona identificación inmediata de los artículos procesados , asegurando una gestión eficiente de los materiales.
- Se adhiere eficazmente a diversos materiales como tela, papel y plástico, garantizando un sellado seguro.
- Su superficie es compatible para escritura o etiquetado con etiquetas pre-impresas, facilitando la organización.
- Presentación: unidad de 12mm o 18mm.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.