

COLTENE

Coltosol F obturador provisorio Coltene

El cemento Coltosol F es un material de relleno temporal sin eugenol.

Categoría	Resinas, adhesivos y cementos
Presentación	pote 38 g
Marca	Coltene
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Es fácil de usar y el autocurado bajo la acción de la saliva hacen de Coltosol F el material de relleno ideal para restauraciones temporales y para el sellado temporal de los conductos radiculares.
- Es radiopaco y libera flúor Fácil adaptación y adhesión No es necesario mezclar y es fácil de eliminar Autocurado bajo la acción de la saliva Color : Universal White Presentación : Frasco 38 gr Marca : Coltene.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.