

KERR

Composite fluido Revolution Formula 2 Kerr

Composite Flow Revolution Formula 2 Kerr Jeringa de 2 g.

Categoría	Resinas, adhesivos y cementos
Presentación	jeringa
Marca	Kerr
Uso	Profesional odontológico



OPCIONES DISPONIBLES · TONO

A1 A2 A3 A3.5 B1 B2 OPACO

CARACTERÍSTICAS

- Composite Flow Revolution Formula Es un material fotopolimerizable de alta calidad, ideal para restauraciones de clase III, IV y V.
- Este composite híbrido fluido ofrece un rendimiento excelente en términos de facilidad de uso, estética y durabilidad, convirtiéndolo en la opción perfecta para procedimientos mínimamente invasivos.
- Características principales: Alta fluidez: Gracias a su fórmula avanzada, el Composite Flow Revolution Formula 2 fluye fácilmente dentro de la preparación dental.
- Esto facilita su colocación y contorneado, incluso en áreas difíciles de acceder.
- Su consistencia fluida le permite ajustarse perfectamente a la anatomía dental, lo que mejora la precisión en cada aplicación.
- Composición de relleno de 60%: Este composite contiene un 60% de partículas de relleno de 0,6 micras.
- Esto le da una excelente estabilidad de color y resistencia al desgaste.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.