

FGM

## Condac Porcelana ácido fluorhídrico 10% FGM

Condac Porcelana es un gel grabador de ácido fluorhídrico al 10% para el grabado de piezas de porcelana.



|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Categoría    | Resinas, adhesivos y cementos |
| Presentación | jeringa 2,5 ml                |
| Marca        | FGM                           |
| Uso          | Profesional odontológico      |

### CARACTERÍSTICAS

- Se recomienda su uso para que el cemento de resina aumente su poder adhesivo.
- Otra de sus principales características, es que posee una buena afinidad con el agua lo que se traduce en una eliminación fácil del gel tras el grabado.
- El grabador dental Condac Porcelana 10% está indicado para cerámica de vidrio reforzada con leucita y cerámicas feldespáticas.
- Los principales beneficios de Condac Porcelana son: Gel baja viscosidad: con propiedades tixotrópicas.
- Color rojo carmín: para una mejor visualización y control del gel durante su aplicación.
- No escurre: el gel tiene la consistencia necesaria para que no escurra una vez sea aplicado en boca.
- Afín al agua: se elimina fácilmente tras el grabado.

### RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.