

COLTENE HYGENIC

Conos de gutapercha Hygenic

Conos de Gutapercha Coltene GT Aumentado Hygenic Los Conos de Gutapercha Coltene GT Aumentado Hygenic están diseñados para ofrecer una obturación precisa y efectiva de los conductos radiculares durante los tratamientos de endodoncia.

Categoría	Endodoncia
Presentación	caja 120 conos
Marca	Coltene Hygenic
Uso	Profesional odontológico



OPCIONES DISPONIBLES · NÚMERO

15 15-40 20 20-45 25 30 35 40 45 45-80 50 55 60 70 80

CARACTERÍSTICAS

- Son ideales para usarse con limas dentales de alta calidad, como HYFLEX, HERO, ProFile, Quantec, entre otras, proporcionando un sellado duradero y confiable.
- Características Principales: Tamaños Variados: Los conos vienen en paquetes surtidos o individuales, adaptándose a las necesidades de cada tratamiento.
- Codificación por Color: Cada cono tiene una cánula rosa con un sistema de codificación por color, lo que facilita su identificación rápida y precisa.
- Compatibilidad: Son ideales para conductos preparados con limas HyFlex EDM, CM y NT, asegurando una excelente adaptación.
- Conicidad Disponible: Vienen en dos conicidades: .04 y .06, ofreciendo opciones para distintas técnicas de obturación.
- Contenido del Paquete: Cada paquete contiene 60 unidades, suficientes para realizar varios tratamientos.
- Beneficios: Precisión en el Sellado: Garantiza una obturación precisa y duradera de los conductos radiculares.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.