

MACHTIG

Copas de silicona para profilaxis, 10 unidades

Mini cauchos para el acabado y pulido final de la superficie dental.

Categoría	Prevención e higiene oral
Presentación	10 unidades
Marca	Machtig
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Para uso eficiente con la pasta de pulido.
- Con láminas en su interior que evitan salpicaduras y mejoran la correcta aplicación.
- Gomas flexibles en 2 texturas: Suave (verde) Regular (celeste) Para contraángulo.
- Presentación: Empaque con 10 copas.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.