

SABRI

Cuchareta para Alvéolo Lucas, Curva Gruesa N°87

La Cuchareta para Alvéolo Lucas #87 es una herramienta fundamental en la cirugía odontológica, diseñada para la manipulación precisa en diversos procedimientos. Su diseño facilita la eliminación eficiente de restos óseos y tejido blando, siendo un instrumento clave en tratamientos periodontales y otras intervenciones quirúrgicas.



Categoría	Cirugía y suturas
Formato	unidad
Marca	SABRI
Material	Acero inoxidable de grado quirúrgico, autoclavable (salvo indicación)

GENERALES

- Tipo de Instrumento Cuchareta para Alvéolo
- Modelo Lucas #87
- Marca SABRI
- Origen EE. UU.

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO Y USO

- Forma de la Punta Curva y Gruesa
- Mango Ergonómico para manipulación precisa
- Aplicación Cirugía odontológica, tratamientos periodontales
- Función Principal Eliminación de restos óseos y tejido blando