

KERR

Cuñas de madera Kerr, 100 unidades

Cuñas de Madera 100 Unidades Kerr Las cuñas interdentes Kerr son esenciales en los procedimientos de restauración y obturación dental, especialmente en aquellos que requieren precisión y comodidad.

Categoría	Matrices y aislamiento
Presentación	caja 100 unidades
Marca	Kerr
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Estas cuñas están diseñadas para ofrecer un ajuste perfecto en el espacio interdental, facilitando la correcta colocación del material restaurador y asegurando la estabilidad de la restauración a largo plazo.
- Características principales: Diseño anatómico optimizado: Las cuñas interdentes Kerr tienen una forma anatómica que se adapta perfectamente a la morfología interdental.
- El diseño de los lados cóncavos permite que la cuña se ajuste sin dificultad, garantizando un control completo durante el procedimiento.
- Este diseño mejora la comodidad tanto del dentista como del paciente.
- Fácil introducción y manejo: El extremo cuadrado de las cuñas facilita su inserción en el espacio interdental, lo que permite una colocación rápida y precisa.
- Además, la punta ligeramente doblada hacia arriba ayuda a evitar daños en las papilas interdentes, protegiendo las encías y asegurando la salud dental del paciente.
- Material resistente e inastillable: Fabricadas con madera de sicomoro, las cuñas son fuertes y duraderas, lo que garantiza un uso seguro durante los tratamientos.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.