

DTE

Destartrador ultrasónico DTE D2 LED

El Scaler ultrasónico D2 LED de DTE combina tecnología piezo-cerámica de bajo calor con control digital de frecuencia para una limpieza dental precisa y eficiente.

Categoría	Equipamiento y radiología
Presentación	equipo
Marca	DTE
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para eliminar placa, manchas y cálculos sin comprometer el esmalte, ofrece dos modos funcionales: profilaxis y periodoncia.
- La pieza de mano con armazón de titanio y luz LED integrada garantiza durabilidad y visibilidad óptima durante el tratamiento.
- Incluye 5 puntas removibles de material especializado, cable de gel de silicona flexible y cubierta esterilizable en autoclave.
- Con seguimiento automático de frecuencia y certificación FDA/NSF, proporciona estabilidad y confiabilidad clínica en cada procedimiento.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.