

FGM

Discos de fieltro Diamond FGM con mandril

Discos de Feltro Diamond 8-12mm + Mandril FGM Descripción: Los Discos de Feltro Diamond 8-12mm + Mandril FGM son herramientas especialmente diseñadas para procedimientos odontológicos de pulido y acabado.

Categoría	Fresas, pulido y acabado
Presentación	kit
Marca	FGM
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Estos discos están fabricados con fieltro natural y son compatibles con mandriles Snap en contra-ángulo, lo que facilita su uso y permite obtener resultados de alta precisión.
- Los discos son ideales para pulir diversos materiales dentales como amalgamas, resinas compuestas, metales, y ionómeros de vidrio, garantizando un acabado perfecto y brillante en las restauraciones dentales.
- Características: Tamaños disponibles: 8 mm y 12 mm, para una mayor versatilidad en los tratamientos.
- Compatibilidad: Estos discos son compatibles con el mandril Snap en contra-ángulo, lo que asegura un manejo eficiente y preciso.
- Material: Hechos de fieltro natural, lo que permite una mejor distribución de las pastas y abrasivos para pulir de manera uniforme y sin causar daños.
- Uso: Perfectos para pulir y dar brillo a restauraciones como amalgamas, composites y metales, entre otros materiales odontológicos.
- Beneficios: Versatilidad: Pueden utilizarse en una amplia variedad de materiales dentales.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.