

KERR

Discos de pulido Optidisc Kerr (reposición)

Disco de Pulido OptiDisc Están diseñados para ofrecer un acabado dental profesional y preciso.

Categoría	Fresas, pulido y acabado
Presentación	bolsa
Marca	Kerr
Uso	Profesional odontológico



OPCIONES DISPONIBLES · GRANO

Extra Fino Fino Grueso Medio

CARACTERÍSTICAS

- Este kit incluye 100 discos en diferentes granos y tamaños, ideales para diversas aplicaciones clínicas.
- Cada disco está codificado por colores, facilitando la selección del grano adecuado para cada etapa del pulido.
- Los discos permiten desde el contorneado hasta el pulido de alto brillo.
- Durabilidad Excepcional: Hechos de poliéster resistente con partículas de óxido de aluminio, estos discos son duraderos y mantienen su eficacia durante más tiempo.
- Fácil de Usar: La codificación por colores y el diseño translúcido hacen que sea sencillo elegir el disco correcto y ver claramente el área de trabajo.
- Diseño Innovador: El mandril patentado asegura que los discos se mantengan en su lugar, evitando deslizamientos y protegiendo los dientes adyacentes de daños.
- Características Disco de Pulido OptiDisc: Variedad de Granos: Incluye extragruoso, grueso, mediano, fino y extrafino para cubrir todas las necesidades de pulido.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.