

DENTSPLY SIRONA

Dycal hidróxido de calcio fraguable Dentsply

Hidróxido de Calcio Dycal USA El Hidróxido de Calcio Dycal USA, de la marca Dentsply, es un material odontológico altamente eficaz utilizado en tratamientos de endodoncia y restauración dental.

Categoría	Resinas, adhesivos y cementos
Presentación	kit base + catalizador
Marca	Dentsply Sirona
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Su formulación de autoendurecimiento lo convierte en una opción confiable como recubrimiento pulpar y base protectora bajo materiales de obturación, como cementos y otros materiales base.
- Además, Dycal está diseñado para no interferir en la polimerización de resinas, lo que lo hace ideal para usar bajo restauraciones acrílicas, resinas compuestas e ionómeros de vidrio.
- Características Dycal Usa Dentsply Composición: Hidróxido de calcio con autoendurecimiento.
- Usos: Se utiliza como recubrimiento pulpar para proteger la pulpa dental y como base protectora bajo otros materiales de obturación.
- Resistencia: Alta resistencia a la disolución por ácido fosfórico, utilizado en el grabado ácido de las estructuras dentarias.
- Coloración: Tiene una coloración similar a la dentina, lo que no afecta el aspecto final de las resinas compuestas.
- Ventajas del Hidróxido de Calcio Dycal Protección Pulpar: Actúa como una barrera protectora sobre la pulpa dental, reduciendo el riesgo de irritación durante el tratamiento.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.