

GENÉRICO

Elevador Apical Curvo Izquierdo N°302

Instrumento quirúrgico odontológico diseñado para la luxación y extracción de piezas dentales o restos radiculares. Su parte activa posee una curvatura específica hacia la izquierda, lo que facilita el acceso y la aplicación de fuerza controlada en áreas de difícil alcance dentro de la cavidad oral.

Categoría	Cirugía y suturas
Formato	unidad
Marca	Genérico
Material	Acero inoxidable de grado quirúrgico, autoclavable (salvo indicación)

GENERALES

- Modelo Apical Curvo Izquierdo #302
- Orientación Izquierda
- Uso Extracción dental y radicular

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

- Peso 0,07 kg
- Dimensiones 2,5 × 2,5 × 16,5 cm
- Fabricante ELEVADOR APICAL CURVO IZQUIERDO #302 · GALERÍA