

GENÉRICO

Elevador Botador Recto Fino 2 mm

El elevador recto es un instrumento de cirugía oral indicado para la luxación inicial y movilización controlada del diente o de fragmentos radiculares, especialmente cuando se requiere ganar espacio de trabajo antes de la extracción. Su diseño lineal facilita dirigir la fuerza de manera progresiva, constituyendo una opción práctica para el box quirúrgico y para protocolos donde se busca estabilidad y control.



Categoría	Cirugía y suturas
Formato	unidad
Marca	Genérico
Material	Acero inoxidable de grado quirúrgico, autoclavable (salvo indicación)

GENERALES

- Uso Clínico Cirugía oral, exodoncia, luxación y elevación de dientes o fragmentos radiculares.
- Diseño Recto y lineal para una transmisión de fuerza controlada.
- Material Metálico, apto para esterilización.
- Origen Pakistán
- Contenido 1 unidad de elevador recto.

VARIANTES DISPONIBLES

- Medidas de Punta Activa 2 mm (fino), 3 mm (mediano), 4 mm (mediano), 5 mm (grueso)

DIMENSIONES FÍSICAS

- Dimensiones del empaque 3 x 3 x 15 cm
- Peso del empaque 0.055 kg

MANTENIMIENTO

- Instrucciones Instrumento reutilizable. Requiere enjuague inmediato, lavado, secado completo y esterilización en autoclave según el protocolo del centro clínico.
- Pakistani ELEVADOR RECTO · GALERÍA