

GENÉRICO

Elevador Botador Recto Grueso 5 mm

El elevador recto es un instrumento de cirugía oral indicado para la luxación inicial y movilización controlada del diente o de fragmentos radiculares, especialmente cuando se requiere ganar espacio de trabajo antes de la extracción. Su diseño lineal facilita la dirección de la fuerza de manera progresiva, constituyendo una opción práctica para protocolos quirúrgicos donde se busca estabilidad y control durante el procedimiento.



Categoría	Cirugía y suturas
Formato	unidad
Marca	Genérico
Material	Acero inoxidable de grado quirúrgico, autoclavable (salvo indicación)

GENERALES

- Origen Pakistán
- Contenido 1 unidad (tamaño a elección)
- Diseño Lineal, recto
- Material Metálico

USO CLÍNICO

- Indicaciones Exodoncia, luxación inicial ordenada, elevación de fragmentos radiculares.
- Función Separar y movilizar gradualmente la pieza dental para facilitar la etapa de extracción con fórceps.
- Ventajas Permite un manejo estable, trayectoria de trabajo sencilla y aplicación de presión moderada con menor flexión del instrumento.

VARIANTES DISPONIBLES

- Ancho de punta 2 mm (fino), 3 mm (mediano), 4 mm (mediano), 5 mm (grueso)
- Aplicación por tamaño 2 mm para espacios estrechos y trabajo delicado; 3 y 4 mm para luxación en casos habituales; 5 mm para mayor superficie de apoyo y movilización.

MANTENIMIENTO Y ESTERILIZACIÓN

- Protocolo post-uso Enjuagar y retirar residuos de inmediato, seguido de lavado, secado completo y esterilización.

- Recomendación Inspeccionar periódicamente la punta del instrumento para confirmar que se mantiene íntegra y sin rebabas.
- PROVEDENT · Insumos médicos y dentales · provedent.cl Imagen referencial. Especificaciones sujetas a cambio por el fabricante.

DIMENSIONES Y PESO

- Peso (embalado) 0,055 kg
- Dimensiones (embalado) 3 × 3 × 15 cm
- Pakistaní ELEVADOR RECTO · GALERÍA