

GENÉRICO

Elevador Botador Recto Mediano 3 mm

El elevador recto es un instrumento de cirugía oral indicado para la luxación inicial y movilización controlada del diente o de fragmentos radiculares, especialmente cuando se requiere ganar espacio de trabajo antes de la extracción. Su diseño lineal facilita la dirección de la fuerza de manera progresiva, constituyendo una opción práctica para protocolos donde se busca estabilidad y control. Su uso clínico se centra en la exodoncia, ayudando a separar y movilizar la pieza dental de manera gradual para facilitar la siguiente etapa con fórceps. La rigidez metálica del instrumento disminuye la flexión durante la maniobra, lo que proporciona una sensación estable al aplicar presión moderada.



Categoría	Cirugía y suturas
Formato	unidad
Marca	Genérico
Material	Acero inoxidable de grado quirúrgico, autoclavable (salvo indicación)

FÍSICAS

- Peso aproximado 0,055 kg
- Dimensiones del empaque 3 × 3 × 15 cm

MANTENIMIENTO Y ESTERILIZACIÓN

- Limpieza Enjuagar y retirar residuos inmediatamente después de su uso.
- Proceder con lavado y secado completo.
- Reprocesado Apto para esterilización en autoclave según el protocolo del centro clínico.
- PROVEDENT · Insumos médicos y dentales · provedent.cl Imagen referencial. Especificaciones sujetas a cambio por el fabricante.
- Inspección Se recomienda revisar la integridad de la punta antes de cada uso.
- Pakistaní ELEVADOR RECTO PARA CIRUGÍA ORAL · GALERÍA