

REFINE (GRUPO NSK)

Equipo de rayos X dental portátil GT-1 Refine

El Equipo de Rayos X Portátil GT-1 de Refine (grupo NSK) es un generador de rayos X intraoral de mano diseñado para radiología dental de alta frecuencia.

Categoría	Equipamiento y radiología
Presentación	equipo
Marca	Refine (Grupo NSK)
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Su formato tipo pistola facilita el posicionamiento del paciente sin necesidad de brazos articulados fijos, lo que lo convierte en un equipo ideal para clínicas móviles, atención domiciliaria, boxes secundarios y consultas que requieren radiología ágil sin comprometer la calidad diagnóstica.
- Compatible con sensores digitales, placas de fósforo y películas radiográficas convencionales.
- Características técnicas Marca: Refine (grupo NSK, Japón) Modelo: GT-1 Tipo: generador portátil de rayos X intraoral Tensión del tubo: 65 kV Corriente del tubo: 2,5 mA Punto focal: 0,4 mm Frecuencia: 80 kHz (alta frecuencia) Batería: Litio recargable de 2500 mAh Peso: 1,8 kg Compatibilidad: sensores digitales, placas de fósforo y películas radiográficas Selección de zona: parámetros preconfigurados por diente y por paciente (adulto / niño) Contenido del equipo 1 unidad principal GT-1 1 base o soporte 1 adaptador de corriente 1 cable de alimentación Ventajas clínicas Diseño portátil tipo pistola: facilita el posicionamiento y evita el uso de brazo mural fijo Tecnología de alta frecuencia (80 kHz): permite exposiciones breves con menor dosis de radiación al paciente Autonomía por batería: ideal para clínicas móviles, atención domiciliaria o

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.