

DENCO

Espaciadores digitales 25 mm Denco

Los espaciadores digitales de 25 mm marca Denco son instrumentos que se utilizan en la preparación y conformación de conductos radiculares durante tratamientos de endodoncia.

Categoría	Endodoncia
Presentación	blíster
Marca	Denco
Uso	Profesional odontológico



OPCIONES DISPONIBLES · MEDIDA

15 Blanco 15-40 20 Amarillo 25 Rojo 30 Azul 35 Verde 40 Negro

CARACTERÍSTICAS

- Estos espaciadores endodónticos permiten adaptar y compactar el material de obturación, garantizando una correcta distribución en el interior del conducto.
- Cada presentación incluye 6 espaciadores del número seleccionado, diseñados para ofrecer precisión en procedimientos odontológicos.
- Fabricados en acero inoxidable, cuentan con una longitud estándar de 25 mm, ideal para trabajar en diferentes anatomías dentales.
- Marca: Denco.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.