


GENÉRICO

Espátula composite doble acero inoxidable

Instrumento manual para insertar, adaptar y modelar materiales de restauración (composite/resina) en la cavidad. Extremos de trabajo pulidos antiadherentes. Esterilizable en autoclave y reutilizable.

Espátula para modelado y colocación de composite/resina, de doble extremo activo, acero inoxidable.



Categoría	Instrumental
Formato	unidad
Marca	Genérico
Material	Acero inoxidable de grado quirúrgico, autoclavable (salvo indicación)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

- Espátula para modelado y colocación de composite/resina, de doble extremo activo, acero inoxidable.

DESCRIPCIÓN Y USO

- Instrumento manual para insertar, adaptar y modelar materiales de restauración (composite/resina) en la cavidad. Extremos de trabajo pulidos antiadherentes. Esterilizable en autoclave y reutilizable.