

MAQUIRA

Esponja hemostática Hemospon Maquira, 10 unidades

Gelita Hemospon 40 Unidades – Maquira Gelita Hemospon es una esponja hemostática de colágeno (gelatina) liofilizada de origen porcino, diseñada para su uso en procedimientos quirúrgicos odontológicos.



Categoría	Cirugía y suturas
Presentación	caja 10 unidades
Marca	Maquira
Uso	Profesional odontológico

CARACTERÍSTICAS

- Este biomaterial es altamente efectivo para detener hemorragias y facilitar la cicatrización, ideal en casos donde los métodos convencionales no son eficaces.
- Usos y Aplicaciones: Es especialmente útil durante y después de procedimientos quirúrgicos, como la extracción de dientes retenidos o impactados, remoción de quistes, tumores y otras intervenciones odontológicas.
- Su principal función es obtener hemostasia local, asegurando un control efectivo del sangrado en áreas difíciles de tratar con vendajes o técnicas tradicionales.
- Características Destacadas Gelita Hemospon 40 Unidades Maquira Alta capacidad de absorción: Puede absorber entre 40 y 50 veces su peso en líquidos, proporcionando un control superior del sangrado.
- Material ligero: Cada esponja pesa aproximadamente 10 mg, lo que facilita su manejo y colocación en el sitio quirúrgico.
- Acción cicatrizante: Además de controlar el sangrado, contribuye al proceso de regeneración tisular al mantener el coágulo sanguíneo en su lugar.
- Beneficios para el Profesional: Reduce el tiempo de procedimiento al garantizar una hemostasia eficaz.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.