

GENÉRICO

Excavador de Caries Doble 47/48

Instrumento manual de operatoria diseñado para la remoción controlada de dentina reblandecida. Su concepción facilita una alta sensibilidad táctil y un manejo preciso dentro de la cavidad dental, permitiendo al profesional modular el avance según la consistencia del sustrato. Es una herramienta esencial en procedimientos de restauración para la limpieza dirigida del tejido cariado antes de las etapas de desinfección, adhesión y obturación.



Categoría	Instrumental
Formato	unidad
Marca	Genérico
Material	Acero inoxidable de grado quirúrgico, autoclavable (salvo indicación)

GENERALES

- Tipo de Instrumento Excavador manual
- Uso Principal Remoción de caries y limpieza cavitaria en procedimientos de operatoria.
- Origen Pakistán
- Contenido 1 unidad
- Modelos Disponibles 29-30, 45-46, 47-48, 65-66, 71-72, 75-76, 77-78, 83-84

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones del Empaque 1 × 1 × 17 cm
- Peso 0.020 kg
- Pakistani CUCHARETA DE CARIES PAKISTANI · GALERÍA