

GENÉRICO

Excavador de Caries Doble 59/60

La cuchareta de caries es un instrumento manual de operatoria diseñado para la remoción controlada de dentina reblandecida. Su formato permite trabajar con una elevada sensibilidad táctil y un manejo preciso dentro de la cavidad dental. Facilita una limpieza dirigida del tejido cariado antes de los procedimientos de desinfección y adhesión, siendo una herramienta práctica para la operatoria restauradora diaria.



Categoría	Instrumental
Formato	unidad
Marca	Genérico
Material	Acero inoxidable de grado quirúrgico, autoclavable (salvo indicación)

GENERALES

- Tipo de Instrumento Excavador dental
- Uso Principal Remoción manual de caries en procedimientos de operatoria
- Origen Pakistán
- Contenido 1 unidad

MODELOS DISPONIBLES

- Numeración 29-30, 45-46, 47-48, 65-66, 71-72, 75-76, 77-78, 83-84

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones 1 x 1 x 17 cm
- Peso 0,020 kg
- Pakistani CUCHARETA DE CARIES PAKISTANI · GALERÍA