

GENÉRICO

Excavador de Caries Doble 71/72

La cuchareta de caries es un instrumento manual de operatoria diseñado para la remoción controlada de dentina reblandecida. Su diseño permite trabajar con una elevada sensibilidad táctil y un manejo preciso dentro de la cavidad, facilitando una limpieza dirigida antes de los procedimientos de desinfección y adhesión. Al estar disponible en varios modelos, este instrumento facilita la elección del extremo activo más adecuado según el acceso y el tamaño del área a tratar. Esto optimiza el ángulo de trabajo, especialmente en zonas posteriores o cavidades profundas, reduciendo el tiempo de ajuste y manteniendo un flujo de trabajo ordenado.



Categoría	Instrumental
Formato	unidad
Marca	Genérico
Material	Acero inoxidable de grado quirúrgico, autoclavable (salvo indicación)

GENERALES

- Tipo de Instrumento Excavador manual
- Uso Principal Remoción manual de caries en procedimientos de operatoria
- Origen Pakistán
- Contenido 1 unidad

MODELOS Y DIMENSIONES

- Modelos Disponibles 29-30, 45-46, 47-48, 65-66, 71-72, 75-76, 77-78, 83-84
- Peso 0,020 kg
- Dimensiones 1 × 1 × 17 cm

MANTENIMIENTO

- Cuidados Se recomienda lavar, cepillar para remover residuos y secar completamente antes de esterilizar según el protocolo del centro.
- Pakistani CUCHARETA DE CARIES PAKISTANI · GALERÍA