

GENÉRICO

Extractores de nervio (tiranervios) 21 mm

Descripción: Instrumento especializado para la extracción de tejido pulpar en procedimientos de endodoncia.

Categoría	Endodoncia
Presentación	caja 10 unidades
Marca	Genérico
Uso	Profesional odontológico



OPCIONES DISPONIBLES · NÚMERO

10/Morado

15/Blanco

20/Amarillo

25/Rojo

30/Azul

35/Verde

40/Negro

CARACTERÍSTICAS

- Material: Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, resistente a la corrosión.
- Longitud: 21 mm, ideal para trabajar en canales radiculares de longitud estándar.
- Diseño: Punta afilada y diseño ergonómico para facilitar la remoción de la pulpa dental con precisión.
- Esterilización: Totalmente esterilizable, garantizando seguridad y reutilización.
- Usos: Indispensable en tratamientos de conducto y procedimientos endodónticos.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.