


3M / SOLVENTUM

Filtek Universal PO (Pink Opaquer) – composite nanohíbrido opacador rosado, jeringa 4 g

Resina nanohíbrida (nanocluster) para restauración.

Categoría	Resinas, adhesivos y cementos
Presentación	jeringa
Marca	3M / Solventum
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Color rosado opaco (PO – Pink Opaquer): enmascara manchas oscuras de dentición pigmentada y metales.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.