

GENÉRICO

Fórceps Adulto N°17 Inglés Grueso, Espolón Derecho

Instrumento de exodoncia para adultos, modelo N° 17. Corresponde a un fórceps de tipo inglés grueso, diseñado para la extracción de molares superiores del lado derecho. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad para garantizar su durabilidad, resistencia a la corrosión y correcta esterilización en autoclave.

Categoría	Cirugía y suturas
Formato	unidad
Marca	Genérico
Material	Acero inoxidable de grado quirúrgico, autoclavable (salvo indicación)



GENERALES

- Tipo de Instrumento Forcep de exodoncia
- Uso Adulto
- Numeración N° 17
- Modelo Inglés grueso
- Aplicación Molares superiores
- Orientación Lado derecho
- Material Acero inoxidable
- Fabricante FORCEP ADULTO N° 17 INGLÉS GRUESO, ESPOLÓN DERECHO · GALERÍA