

MACHTIG

Fórceps Adulto N°69 bayoneta fino

Pinzas de exodoncia con puntas gruesas y firmes que se ajustan a la forma anatómica de la pieza dental para facilitar su extracción. Fabricado en acero inoxidable de grado médico, cuenta con un mango estriado para evitar deslizamientos y una parte activa diseñada para proporcionar un contacto óptimo y seguridad durante el procedimiento.



Categoría	Cirugía y suturas
Formato	unidad
Marca	Machtig
Material	Acero inoxidable de grado quirúrgico, autoclavable (salvo indicación)