

GENÉRICO

Fórceps N°18B Inglés sin Espolón

Instrumento de exodoncia diseñado para la extracción de piezas dentales en el sector posterior superior. Su forma específica permite obtener una prensión estable y mantener el control durante la maniobra, incluso en casos de acceso limitado. El forcep 18B inglés está indicado para trabajar en molares superiores, facilitando una toma firme desde el inicio del procedimiento. Al carecer de espolón, ayuda a aplicar las fuerzas de luxación y tracción de manera gradual y controlada, contribuyendo a un flujo operatorio más ordenado y predecible.



Categoría	Cirugía y suturas
Formato	unidad
Marca	Genérico
Material	Acero inoxidable de grado quirúrgico, autoclavable (salvo indicación)

GENERALES

- Modelo #18B
- Tipo Inglés, sin espolón
- Contenido 1 unidad
- Origen Pakistán

APLICACIÓN CLÍNICA

- Uso Indicado Exodoncia
- Compatibilidad Molares superiores izquierdos

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones del empaque 2 x 4 x 17 cm
- Peso 0,150 kg
- Pakistání FORCEP #18B INGLÉS SIN ESPOLÓN · GALERÍA