

GENÉRICO

Fórceps N°79 Curvo sobre el Plano con Espolón

El fórceps #79 está diseñado específicamente para procedimientos de exodoncia en terceros molares inferiores. Su diseño curvo sobre el plano y la inclusión de un espolón permiten al profesional obtener una prensión estable y un acceso controlado a la zona posterior mandibular, facilitando la aplicación de fuerza durante las maniobras de luxación y tracción de la pieza dental. La ergonomía del instrumento contribuye a un flujo de trabajo clínico más ordenado y predecible. Al asegurar un agarre firme y consistente, se minimiza la necesidad de reajustes o cambios de instrumento, optimizando el protocolo quirúrgico y la eficiencia del procedimiento.



Categoría	Cirugía y suturas
Formato	unidad
Marca	Genérico
Material	Acero inoxidable de grado quirúrgico, autoclavable (salvo indicación)

GENERALES

- Modelo #79
- Diseño Curvo sobre el plano, con espolón
- Indicación de Uso Exodoncia de terceros molares inferiores
- País de Origen Pakistán

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones 2 × 4 × 17 cm
- Peso 0,150 kg

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- Unidades 1 Fórceps
- Pakistani FÓRCEPS #79 CURVO SOBRE EL PLANO CON ESPOLÓN · GALERÍA