

GENÉRICO

Fórceps Pediátrico N°561 para Incisivos y Caninos Superiores

Instrumento de extracción dental modelo N° 561, diseñado específicamente para uso pediátrico. Su forma está indicada para la exodoncia de incisivos y caninos en la arcada superior de pacientes infantiles.

Categoría	Cirugía y suturas
Formato	unidad
Marca	Genérico
Material	Acero inoxidable de grado quirúrgico, autoclavable (salvo indicación)



GENERALES

- Tipo de Instrumento Fórceps de extracción
- Modelo N° 561
- Uso Pediátrico
- Indicación Extracción de incisivos y caninos superiores
- No especificado