

SKYDENT

## Fresa quirúrgica Zekrya Skydent

Marca: SkyDent.

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Categoría    | Fresas, pulido y acabado |
| Presentación | unidad                   |
| Marca        | Skydent                  |
| Uso          | Profesional odontológico |



### CARACTERÍSTICAS

- Origen: China.
- Fresa Zekrya C151 de Carburo de Tungsteno indicada para cirugía.
- Las Fresas Zekrya brindan un rendimiento de corte superior para procedimientos de cirugía oral, incluida la sección de muelas del juicio, la separación de raíces y la eliminación de muñones radiculares rotos.
- Las fresas Zekrya también se pueden utilizar en endodoncia para reducir las cúspides de los molares y crear un fácil acceso endodóntico.
- Las fresas Zekrya cuentan con un diseño de filo de 6 hojas helicoidales y una construcción de carburo sólido que ofrece una concentricidad excepcional y vibraciones reducidas.

### RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.