

KERR

Fresas de carbide alta velocidad Kerr

Fresas Carbide Alta Velocidad de Tallo Medio Cono Invertido Kerr
 Las Fresas Carbide Alta Velocidad de Tallo Medio Cono Invertido Kerr son herramientas de precisión diseñadas para cortes rápidos y eficientes en procedimientos odontológicos.

Categoría	Fresas, pulido y acabado
Presentación	unidad
Marca	Kerr
Uso	Profesional odontológico


OPCIONES DISPONIBLES · FORMA

005 - FG1/4	008 - FG1	008 - FG330	010 - FG2	010 - FG331	010 - FG331L	012 - FG3	
012 - FG332	012 - FG332L	014 - FG4	014 FG333L	016 - FG5	018 - FG6	021 - FG7	023 - FG8
A/V 008 - FG34	A/V 010 - FG35	A/V 012 - FG36	A/V 012 - FG37	A/V 012 - FG37L	A/V 016 - FG38		
A/V 018 - FG39	FG199Z	FG219EZ					

CARACTERÍSTICAS

- Estas fresas son ideales para trabajos que requieren un corte profundo y controlado, como el tallado de cavidades, el modelado de dientes y otros procedimientos quirúrgicos o restauradores.
- Características Principales Material de Carburo de Tungsteno Hechas con carburo de tungsteno, las fresas ofrecen mayor durabilidad y resistencia al desgaste, asegurando un rendimiento consistente y prolongado.
- Alta Velocidad Optimizadas para ser utilizadas con turbinas dentales de alta velocidad, permiten realizar procedimientos de forma rápida y precisa.
- Diseño de Cono Invertido El diseño específico de cono invertido facilita el corte en áreas difíciles de alcanzar, proporcionando un acabado de alta precisión y eficiencia en el trabajo dental.
- Beneficios Corte preciso y eficiente: Ideal para el trabajo detallado en cavidades dentales o para modelar dientes.
- Mayor durabilidad: La construcción en carburo de tungsteno extiende la vida útil de la fresa, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes.
- Versatilidad: Se adapta a la mayoría de las turbinas dentales y es adecuada para diferentes tipos de procedimientos odontológicos.

RECOMENDACIONES

PROVEDENT · Insumos médicos y dentales · provedent.cl ·
 ventas@provedent.cl

Imagen referencial. Especificaciones sujetas a cambio por el fabricante.

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.