

KERR

Fresas de carbide baja velocidad (contra ángulo) Kerr

Fresas Carbide | Las Fresas Carbide Baja Velocidad Tallo Medio Cono Invertido Kerr son indispensables para los odontólogos que buscan precisión, durabilidad y eficacia en sus procedimientos clínicos.

Categoría	Fresas, pulido y acabado
Presentación	unidad
Marca	Kerr
Uso	Profesional odontológico



OPCIONES DISPONIBLES · FORMA

005-LA1/4	006-LA1/2	008 - LA330	008 - LA051	008-LA1	010 - LA331	010 - LA331L	
010 - LA052	010-LA2	012 - LA332	012 - LA053	012-LA3	014 - LA054	014-LA4	016-LA5
018 - LA056	018-LA6	021-LA7	023 - LA058	023-LA8	025-LA9	C/A 008 - LA34	C/A 009 - LA56
C/A 010 - LA35	C/A 010 - LA57	C/A 010 - LASS2	C/A 012 - LA36	C/A 012 - LA558	C/A 012 - LA58		
C/A 012 - LASS3	C/A 014 - LA37	C/A 016 - LA38	C/A 016 - LASS5	C/A 018 - LA39			

CARACTERÍSTICAS

- Su diseño especializado en forma de cono invertido las convierte en una opción ideal para trabajos detallados y específicos en la odontología.
- Características Fresas Carbide Material de calidad superior Fabricadas en carburo de tungsteno, estas fresas son altamente resistentes al desgaste, lo que garantiza un rendimiento constante y confiable incluso en los procedimientos más exigentes.
- Diseño funcional La forma de cono invertido permite realizar cortes precisos en áreas difíciles de alcanzar, ideales para preparaciones cavitarias y remodelaciones complejas.
- Baja velocidad y control óptimo Diseñadas para contraángulos de baja velocidad, estas fresas ofrecen mayor control, reduciendo el riesgo de daño a los tejidos circundantes.
- Especificaciones Tamaños disponibles: C/A 010 – FG311 C/A 012 – FG312 C/A 014 – FG313 C/A 016 – FG314 Compatibilidad: Instrumentos estándar de baja velocidad.
- Beneficios Resultados precisos: Proporcionan cortes limpios y una excelente maniobrabilidad.
- Durabilidad: Larga vida útil gracias a su construcción en carburo de tungsteno.

RECOMENDACIONES

PROVEDENT · Insumos médicos y dentales · provedent.cl · ventas@provedent.cl

Imagen referencial. Especificaciones sujetas a cambio por el fabricante.

• Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.

- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.