


SKYDENT

Fresón de carbide para laboratorio Skydent

El pimpollo o fresón de carbide Skydent es un instrumento rotatorio fabricado en carburo de tungsteno, material reconocido por su excepcional dureza y eficiencia de corte.

Categoría	Fresas, pulido y acabado
Presentación	unidad
Marca	Skydent
Uso	Profesional odontológico



OPCIONES DISPONIBLES · FORMA

- Grano extra grueso 060 (Negro 251-060XC)
- Grano fino 023 (Rojo 257-023F)
- Grano fino 040 (Rojo 79-040F)
- Grano fino 060 (Rojo 251-060F)
- Grano fino 060 (Rojo 79-060F)
- Grano grueso 060 (Verde 251-060C)
- Grano medio 023 (Azul 257-023M)
- Grano medio 040 (Azul 79-040M)
- Grano medio 060 (Azul 251-060M)
- Grano medio 060 (Azul 257-060M)
- Grano medio 060 (Azul 79-060M)
- Grano super fino 023 (Amarillo 257-023SF)
- Grano super fino 040 (Amarillo 79-040SF)
- Grano super fino 060 (Amarillo 251-060SF)

CARACTERÍSTICAS

- El carburo de tungsteno permite que esta fresa mantenga su filo durante muchos más ciclos de uso que las fresas de acero convencionales, ofreciendo una excelente relación costo-beneficio.
- La estructura de hojas multifiladas genera cortes precisos sin el patrón abrasivo del diamante, lo que la hace especialmente eficiente sobre metal.
- Es esterilizable en autoclave y compatible con turbinas de alta velocidad mediante su vástago FG estándar.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.